





EasyOne Pro/Pro LAB

Analisi POC complete della funzionalità polmonare

DLCO, volumi polmonari e spirometria portatili. Una soluzione altamente efficiente ed accurata per l'analisi della funzione polmonare.

nddmed.com



EasyOne Pro

- Spirometria
- DLCO
- Test di provocazione bronchiale

Volumi polmonari

 Diluizione dell'elio con respiro singolo

EasyOne Pro LAB

- Spirometria
- DLCO
- Test di provocazione
- bronchiale

Volumi polmonari

• Washout dell'azoto in respiro



Semplice. Sicuro. Comprovato.

Caratteristiche

- Guida per l'utente e feedback automatici sulla qualità dei test secondo gli standard ATS/ERS 2019 e 2005
- Z-score, LLN e % attesa per una rapida interpretazione dei risultati
- Curve in tempo reale e incentivo pediatrici
- Esportazione di file pdf e dati grezz
- Interfaccia HL7 e XML flessibile per una facile integrazione EMR
- Soluzione igienica con Spirette e Barriette monouso, che elimina il rischio di contaminazione crociata
- Dispositivo compatto con superfici lisce per una pulizia facile e accurata

Specifiche

EasyOne Pro: FVC, FVL, SVC, MVV, Pre/Post, Provocazione bronchiale, DLCO

EasyOne Pro LAB: FVC, FVL SVC, MVV, Pre/Post, Provocazione bronchiale, DLCO, MBW, LCI

Lingue: Italiano, Cinese, Croato, Danese, Finlandese, Francese, Giapponese, Inglese, Norvegese, Olandese, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Vietnamita

Connettività EMR: HL7, XML, GDT, API con EasyOne Connect

 $\textbf{Dimensioni} : 27 \times 33,5 \times 27 \text{ cm / 8 kg / } 10.6 \times 13.2 \times 10.6 \text{" (A x P x L), } 17.65 \text{ lb}$

Codici catalogo

3000-1:	EasyOne Pro
3100-1:	EasyOne Pro LAB
2050-1:	Spirette scatola da 50 pz.
2050-5:	Spirette scatola da 200 pz.
2050-10:	Spirette scatola da 500 pz.
3050-1:	DLCO Barriettes scatola da 50 pz.
3050-2:	DLCO Barriettes scatola da 100 pz.
3150-1:	FRC Barriettes scatola da 40 pz. (per l'uso solo con EasyOne Pro LAB)

3150-2: FRC Barriettes scatola da 80 pz. (per l'uso solo con EasyOne Pro LAB)



makes the difference

L'originale misurazione a ultrasuoni del flusso è estremamente accurata in tutti i range di flusso, indipendentemente dalla composizione dei gas, dalla pressione, dalla temperatura e dall'umidità.

ndd **TrueFlow** è una soluzione igienica e priva di resistenza che non necessita di essere calibrata nel corso della sua vita utile.

EasyOne Connect

Il software *EasyOne Connect* offre un database e una piattaforma per tutte le soluzioni POC di EasyOne. La gestione dei dati non è mai stata più facile.



TrueCheck svolge il controllo di qualità essenziale per le analisi dei gas. EasyOne Pro è l'unico dispositivo che ha dimostrato di fornire misurazioni DLCO accurate per tutta la durata della sua vita utile.





ndd Medical Technologies • 300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 USA • Telefono: +1-978-470-0923 ndd Medizintechnik AG • Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Svizzera • Telefono: +41 44 512 65 00





