



Medical Technologies

# Easy-on PC

Espirômetro para PC

## Conectando pacientes a cuidados pulmonares precisos

O espirômetro acionado por PC da ndd emprega o software interativo EasyOne Connect para fornecer resultados rápidos, precisos e confiáveis.

Com recursos atraentes, como visualização de curva ao vivo, incentivos animados e integração com os principais sistemas EMR/EHR, o Easy on-PC é a escolha certa para espirometria conectada ao PC.

A tecnologia TrueFlow patenteada da ndd elimina a necessidade de calibração, economizando tempo e produzindo resultados precisos e confiáveis.



# Simple. Seguro. Comprovado.



## Telas de incentive

Disponível com o software *EasyOne Connect*



## Especificações

**Tipos de exame:** FVC, FVL, SVC, MVV e pré/pós-teste

**Idiomas:** chinês, croata, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, italiano, japonês, norueguês, português, russo, espanhol, sueco, turco, vietnamita

**Conectividade EMR:** HL7, XML, GDT, API com o EasyOne Connect

**Normas:** Em conformidade com as normas ATS/ERS de 2005 e 2019 e NIOSH/OSHA

**Capacidade do disco rígido:** instalação/sistema: 1 GB. Dados de até 4 GB

**RAM:** 2 GB

**Sistema operacional:** Windows 7, Windows 8 e 8.1 (32 e 64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 11

## Números de ref<sup>ª</sup>

**2700-3:** Espirômetro Easy on-PC

**2050-1:** Spirette - Caixa 50 unid.

**2050-5:** Spirette - Caixa 200 unid.

**2050-10:** Spirette - Caixa 500 unid.



Medical Technologies

ndd Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 EUA  
Telephone: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Suíça  
Telephone: +41 44 512 65 00



## Características

- Incentivos animados em tempo real
- Integração comprovada com os principais sistemas EMR/EHR
- Tendência de longo prazo dos resultados
- Feedback e interpretação automatizados com qualidade
- Interface de software intuitiva
- Teste de provocação integrado com protocolos personalizáveis
- Ampla gama de valores previstos selecionáveis
- Tecnologia livre de calibração

**ndd TrueFlow**  
*makes the difference*

A medição de vazão ultrassônica exclusiva do ndd é altamente precisa em todas as faixas de vazão, independente da composição do gás, pressão, temperatura e umidade.

ndd **TrueFlow** é uma solução higiênica e livre de resistência que não requer calibração durante sua vida útil.

## EasyOne Connect

O software **EasyOne Connect** oferece um banco de dados e uma plataforma para todas as soluções de ponto de atendimento EasyOne. O gerenciamento de dados nunca foi tão fácil.

DIGITALIZE-ME

